



**МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

-----★-----
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«442 ВОЕННЫЙ
КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ»
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФИЛИАЛ № 1
«20» 11 2023 г.
№ 3933

ул. Радищева, д. 26,
г. Пушкин, Санкт-Петербург,
196602

**ОТЗЫВ ОБ АПРОБАЦИИ СКАНЕРА УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО «СМАРТСКАН» («SMARTSCAN»)
(№ РЗН 2021/15918)**

УЗ сканер «СмартСкан» проходил апробацию с 06 октября по 10 ноября 2023 года, за это время в филиале №1 ФГКУ «442 ВКГ» Минобороны России были выполнены следующие манипуляции:


- катетеризация внутренних яремных вен - 6;
- пункция бедренных вен - 4;
- регионарная анестезия блокада плечевого сплетения - 9;
- УЗИ плевральных полостей - 6 (BLUE – протокол);
- УЗИ брюшной полости - 8 (FAST- протокол)

По итогам работы на приборе в условиях операционной, палате интенсивной терапии и в реанимационном автомобиле можно отметить следующее:

- несмотря на малые размеры, компактность, относительно легкий вес визуализация сосудов, нервов, внутренних органов достаточная для выполнения поставленных задач;
- необходимо отметить удобство управления на сенсорном экране, четкость визуализации иглы как в продольном, так и в поперечном расположении;

- аппарат оснащен стандартным для данного класса набором ультразвуковых датчиков и режимом сканирования;
- небольшой вес, малые размеры и наличие аккумуляторной батареи большой емкости позволяют применять аппарат для диагностики жизни угрожающих состояний во время оказания медицинской помощи вне медицинских учреждений, при выполнении манипуляций в операционной и у постели больного в реанимационной палате для оценки динамики состояния пациента.

НАЧАЛЬНИК ФИЛИАЛА № 1
ФГКУ «442 ВКГ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ



А. МУРСАЛОВ